使用開始日:2025年11月12日



#### 取扱説明書

#### 薬用冷蔵ショーケース

# 品番 MPR-S1201XH-PJ MPR-S1201RXH-PJ



MPR-S1201XH-PJ

#### 保証書別添付

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(5~8ページ)を必ずお読みください。

保証書は「据え付け日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

本製品は、日本国内での使用を目的として設計・製造されたものであり、日本国外では使用できません。製品保証および修理対応は、日本国内においてのみ有効です。日本国外への輸出に関しては、当社は一切の責任を負いません。

#### 仕 様

品				名	薬用冷蔵ショーケース			
品				番	MPR-S1201XH-PJ	MPR-S1201RXH-PJ		
外	形		<u></u>	<del></del>	幅 1800 mm x 奥行 65			
内	 形		<u>ব</u>	<u></u>	幅 1700 mm x 奥行 51			
有		内	 容	<u>造</u> 積	1165 L	1155 L		
	7/3	13		装		アクリル樹脂焼付塗装		
内				 装		アクリル樹脂焼付塗装		
		_			高断熱複層ガラス扉、2枚			
		屝				ガラス:強化ガラス		
断		熱		材	硬質発泡ポリウレタン			
					硬鋼線ポリエチレンコーティング、多段調節式	硬鋼線ポリエチレンコーティング、多段調節式		
網				棚	12 枚、耐荷重:50 kg	6 枚、耐荷重:50 kg		
깨니				ממו	内寸法:幅 781 mm x 奥行 420 mm x	内寸法:幅 781 mm x 奥行 420 mm x		
					高さ 23 mm	高さ 23 mm		
						硬鋼線粉体焼付塗装、10個		
引		出		b		耐荷重:20 kg		
,		_				内寸法:幅 311 mm x 奥行 355 mm x		
		_	.0			高さ 145 mm		
	<u>クセ</u>				内径 30 mm、3 箇所(背面)			
冷	却		方	式	庫内空気強制循環式			
圧		縮		機	インバーター式、出力 130 W x 2			
冷		却		器	フィンアンドチューブ型			
凝		縮		機	ワイヤアンドチューブ型			
冷		10		媒	R-6			
電 取 り 方 式					サイクルデフロスト+冷却器温度感知方式			
霜取りヒーター					118 W x 2			
ドレンパンヒーター					25 W x 2			
	レールヒーター				8 W x 1			
	温度調節方式				<u>テキスト電子式温度調節器</u> デジタル表示式(分解能:1 ℃、0.1 ℃)			
			下力					
庫		内の	呑	灯	上ED、			
警告	報隔警	の	種	<u>類</u> 占	高温警報、低温警報、0 ℃以下警報、ドア警報、停電警報			
遠_ 電	附言	í ¥	以 1女	<u>                                     </u>	許容接点容量: DC 30 V • 2 A ※1 単相、AC 100 V、50 Hz/60 Hz			
製	品		 質	量	265 kg	277 kg		
_ <del>委</del> _		属	<u> </u>		<u>203 kg</u> 鍵 2 本、サイドガード 6 個	<u>277 Ng</u> 鍵 2 本、サイドガード 3 個		
1.0		11-43		шШ	自記温度記録計(MTR-C			
					記録計取付金具(MPR-S3			
					記録計取付金具(MPR-S7;MTR-G04A 用)			
				_	麻薬金庫(MPR-103S、MPR-203S)			
別	ţ	売		品	遮光薬品ボックス(MPR-16A)			
					停電警報用バッテリー			
					インターフェースボード(N	MTR-480C、MTR-L03)**2		
					ネームカードホルダー(MPR-50CH)			

<sup>◇</sup>製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

<sup>◇</sup>別売品をご注文の際は、最新のカタログを参照してください。

<sup>※1</sup> 外部の機器に接続するケーブルは、30 m 以下のものを使用してください。

<sup>※2</sup> 営業所または販売店に技術的な仕様を確認してご購入ください。

## < 販 売 証 明 書 >

# 山梨大学医学部附属病院 殿

令和 7年 11月 11日

#### 下記製品を、貴院に納入致しましたことを証明致します

品名	台数
PHC株式会社製	
薬用冷蔵ショーケース	1式
型式=MPR-S1201XH-PJ S/N:2560166	

### 豊前医视株式会社

代表取締役三豊前貴子

本社 山梨県中府市中央 丁目20番11号

営業本部 山梨県中央市乙黒107番6号

TEL 055-274-8800(代表)

FAX 055-274-8808