

使用開始日：2025年11月12日

phcbi

取扱説明書

薬用冷蔵ショーケース

品番 **MPR-S500RH-PJ**
MPR-S500H-PJ



MPR-S500H-PJ

保証書別添付

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（5～8 ページ）を必ずお読みください。

保証書は「据え付け日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

本製品は、日本国内での使用を目的として設計・製造されたものであり、日本国外では使用できません。

製品保証および修理対応は、日本国内においてのみ有効です。日本国外への輸出に関しては、当社は一切の責任を負いません。

仕 様

品 名	薬用冷蔵ショーケース	
品 番	MPR-S500H-PJ	MPR-S500RH-PJ
外 形 寸 法	幅 900 mm x 奥行 650 mm x 高さ 1824 mm	
内 形 寸 法	幅 800 mm x 奥行 510 mm x 高さ 1425 mm	
有 効 内 容 積	554 L	550 L
外 装	電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル樹脂焼付塗装	
内 装	電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル樹脂焼付塗装	
扉	高断熱複層ガラス扉、2 枚 ガラス：強化ガラス	
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン	
網 棚	硬鋼線ポリエチレンコーティング、多段調節式 6 枚、耐荷重：50 kg 内寸法：幅 781 mm x 奥行 420 mm	硬鋼線ポリエチレンコーティング、多段調節式 6 枚、耐荷重：20 kg 内寸法：幅 430 mm x 奥行 420 mm
引 出 し	-----	硬鋼線粉体焼付塗装、5 個 耐荷重：20 kg 内寸法：幅 263 mm x 奥行 352 mm
ア ク セ ス ポ ー ト	内径 30 mm、2 箇所（背面）	
冷 却 方 式	庫内空気強制循環式	
圧 縮 機	インバーター、出力 130 W	
冷 却 器	フィンアンドチューブ型	
凝 縮 機	ワイヤアンドチューブ型	
冷 媒	R-600a	
霜 取 り 方 式	サイクルデフロスト＋冷却器温度感知方式	
霜 取 り ヒ ー タ ー	120 W	
ドレンパンヒーター	25 W	
温 度 調 節 方 式	電子式温度調節器	
温 度 表 示 方 式	デジタル表示式（分解能：1℃、0.1℃）	
庫 内 灯	LED、12 灯	
警 報 の 種 類	高温警報、低温警報、0℃以下警報、ドア警報、停電警報	
遠 隔 警 報 接 点	許容接点容量：DC 30 V・2 A ※	
電 源	単相、AC 100 V、50 Hz/60 Hz	
製 品 質 量	139 kg	145 kg
付 属 品	鍵 2 本、棚受け 24 個、SCREW HOLE LABEL 2 枚	
別 売 品	自記温度記録計（MTR-0621LH、MTR-G04A） 記録計取付金具（MPR-S30W；MTR-0621LH 用） 記録計取付金具（MPR-S7；MTR-G04A 用） 麻薬金庫（MPR-103S、MPR-203S）、麻薬金庫取付金具（MPR-20SFS） 遮光板（MPR-S50BP）、遮光薬品ボックス（MPR-16A） 停電警報用バッテリーキット（MPR-48B2） インターフェースボード（MTR-480C、MTR-L03）※ ネームカードホルダー（MPR-50CH；MPR-S500H 用） ネームカードホルダー（MPR-50RCH；MPR-S500RH 用）	

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

※別売品をご注文の際は、最新のカタログを参照してください。

※営業所または販売店に技術的な仕様を確認してご購入ください。

外部の機器に接続するケーブルは、30 m 以下のものを使用してください。

< 販 売 証 明 書 >

山梨大学医学部附属病院 殿

令和 7年 11月 11日

下記製品を、貴院に納入致しましたことを証明致します

品名	台数
PHC株式会社製	
薬用冷蔵ショーケース	1式
型式=MPR-S500H-PJ S/N:2560610	

豊前医化株式会社

代表取締役 豊前貴子

本社 山梨県甲府市中央一丁目20番11号

営業本部 山梨県中央市乙黒107番6号

TEL 055-274-8800 (代表)

FAX 055-274-8808